

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SenSura® Mio Click Convex basisplader**

Basisplade med Convex Light

1. Virksomhedsdata**1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura® Mio Click Convex basisplader med Convex Light**2.2. Sortimentsoversigt:****2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)Pap: Papir: Glas: Metal: Latex: Bomuld: Økologisk:
Andet: Butylgummi, SIS, PIB, Resin, Gelatine, Cellulose, CMC, Pectin og LLDPE**3.2. Plast:**Plast-typer: Ethylen buten, PU-EEA/EVA PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal: Typer: _____Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: nej _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PET tray PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: _____

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Non-sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toilettet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura® Mio Click Convex basisplader

Basisplade med Convex Light

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse opklipbarhed/huldiameter	Størrelse Kobling	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1690301008		5708932895507	SenSura Mio Click Convex Light 10-20mm	40mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1691101008		5708932895484	SenSura Mio Click Convex Light 18mm	40mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1691301008		5708932895460	SenSura Mio Click Convex Light 15-30mm	50mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1691401008		5708932895446	SenSura Mio Click Convex Light 21mm	50mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1691501008		5708932895422	SenSura Mio Click Convex Light 25mm	50mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1692101008		5708932895408	SenSura Mio Click Convex Light 28mm	50mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1692301008		5708932895385	SenSura Mio Click Convex Light 15-40mm	60mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1692401008		5708932895361	SenSura Mio Click Convex Light 31mm	60mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1693101008		5708932895347	SenSura Mio Click Convex Light 35mm	60mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1693301008		5708932895330	SenSura Mio Click Convex Light 15-53mm	70mm	Æske á 5 stk	16 æsker		
1693401008		5708932895323	SenSura Mio Click Convex Light 38mm	70mm	Æske á 5 stk	16 æsker		
1694101008		5708932895309	SenSura Mio Click Convex Light 41mm	70mm	Æske á 5 stk	16 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *