

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Click Convex Basisplader**
Basisplade med Convex Dyb**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click Convex Basisplader dyb**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddele.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: PU-EAA/EVA film _____
Adhesive _____
APET film _____3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET tray Corrugated cardboard4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ 4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | X | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

SenSura Mio Click Basisplade med Convex Dyb

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. på æske | Producent varenr. faktur | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 16941 | 1694101008 | 5708932895309 | SenSura Mio Click Convex Dyb 10-20mm | 40mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16942 | 1694201008 | 5708932895286 | SenSura Mio Click Convex Dyb 18mm | 40mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16951 | 1695101008 | 5708932895262 | SenSura Mio Click Convex Dyb 15-30mm | 50mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16953 | 1695301008 | 5708932895248 | SenSura Mio Click Convex Dyb 21mm | 50mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16954 | 1695401008 | 5708932895224 | SenSura Mio Click Convex Dyb 25mm | 50mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16955 | 1695501008 | 5708932895200 | SenSura Mio Click Convex Dyb 28mm | 50mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16961 | 1696101008 | 5708932895187 | SenSura Mio Click Convex Dyb 15-40mm | 60mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16963 | 1696301008 | 5708932895163 | SenSura Mio Click Convex Dyb 31mm | 60mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16964 | 1696401008 | 5708932895149 | SenSura Mio Click Convex Dyb 35mm | 60mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16971 | 1697101008 | 5708932895125 | SenSura Mio Click Convex Dyb 15-53mm | 70mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16973 | 1697301008 | 5708932895118 | SenSura Mio Click Convex Dyb 38mm | 70mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |
| 16974 | 1697401008 | 5708932895101 | SenSura Mio Click Convex Dyb 41mm | 70mm | Æske á 5 stk | 24 æsker | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *