

## Datablad (Produktinformationer)

### SenSura Mio Click High Output

med stort udløb

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

 Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holteham 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

 Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

 Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

 2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click High Output

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

##### Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA/PVdC multilayer film</u>	<u>TPS-SEBS</u>
	<u>PE/EVA copolymer</u>	<u>Pigments</u>
	<u>PET (Polyester)</u>	_____
	<u>Ethylene-octene copolymer</u>	_____
	<u>PE/EMA film</u>	_____

##### 3.1 Er der latex i produktet

 JA  NEJ 

##### 3.2 Er der PVC i produktet

 JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

 JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

##### 3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

 JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: **Class I non sterile****6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Prod. opbevares vandret og må ikke udsættes for sollys  
\_\_\_\_\_**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.  
\_\_\_\_\_

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## SenSura Mio Click High Output

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18600	1860001008	5708932044509	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	40mm	10			
18601	1860101008	5708932044516	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	50mm	10			
18602	1860201008	5708932044523	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	60mm	10			
18603	1860301008	5708932044530	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	70mm	10			
18610	1861001008	5708932044547	SenSura Mio Click HO stort udløb, transp	40mm	10			
18611	1861101008	5708932044554	SenSura Mio Click HO stort udløb, transp	50mm	10			
18612	1861201008	5708932044561	SenSura Mio Click HO stort udløb, transp	60mm	10			
18613	1861301008	5708932044578	SenSura Mio Click HO stort udløb, transp	70mm	10			
18620	1862001008	5708932044585	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	40mm, mini	10			
18621	1862101008	5708932044592	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	50mm, mini	10			
18622	1862201008	5708932044707	SenSura Mio Click HO stort udløb, m.vind	60mm, mini	10			

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*