

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Click lukket pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click lukket pose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer
PET (Polyester) PU (Polyurethane)
PP (Polypropylene) Adhesive
PE (Polyethylene) Pigments3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkelemballage | | | X | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

SenSura Mio Click lukket pose

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. på æske | Producent varenr. faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 11201 | 1120101008 | 5708932547222 | SenSura Mio Click luk 40mm midi | midi | 30 | 240 | | |
| 11202 | 1120201008 | 5708932945547 | SenSura Mio Click luk 40mm maxi | maxi | 30 | 240 | | |
| 11203 | 1120301008 | 5708932945530 | SenSura Mio Click luk 40mm tran | maxi | 30 | 240 | | |
| 11211 | 1121101008 | 5708932945523 | SenSura Mio Click luk 50mm mini | mini | 30 | 240 | | |
| 11212 | 1121201008 | 5708932945516 | SenSura Mio Click luk 50mm midi | midi | 30 | 240 | | |
| 11213 | 1121301008 | 5708932945509 | SenSura Mio Click luk 50mm maxi | maxi | 30 | 240 | | |
| 11214 | 1121401008 | 5708932945493 | SenSura Mio Click luk 50mm tran | maxi | 30 | 240 | | |
| 11221 | 1122101008 | 5708932945486 | SenSura Mio Click luk 60mm midi | midi | 30 | 240 | | |
| 11222 | 1122201008 | 5708932945479 | SenSura Mio Click luk 60mm maxi | maxi | 30 | 240 | | |
| 11223 | 1122301008 | 5708932945462 | SenSura Mio Click luk 60mm tran | maxi | 30 | 240 | | |
| 11225 | 1122501008 | 5708932945455 | SenSura Mio Click luk 70mm maxi | maxi | 30 | 240 | | |
| 11226 | 1122601008 | 5708932945448 | SenSura Mio Click luk 70mm tran | maxi | 30 | 240 | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *