

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Click tømbar pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click tømbar pose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer
PET (Polyester) PU (Polyurethane)
PP (Polypropylene) Adhesive
PE (Polyethylene) Pigments3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkelemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Click tømbar pose

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
11231	1123101008	5708932945332	SenSura Mio Click tøm 40mm midi	midi	30	240		
11232	1123201008	5708932945325	SenSura Mio Click tøm 40mm maxi	maxi	30	240		
11233	1123301008	5708932945318	SenSura Mio Click tøm 40mm tran	maxi	30	240		
11234	1123401008	5708932945301	SenSura Mio Click tøm 40mm u/v	maxi	30	240		
11241	1124101008	5708932945295	SenSura Mio Click tøm 50mm mini	mini	30	240		
11242	1124201008	5708932945288	SenSura Mio Click tøm 50mm midi	midi	30	240		
11243	1124301008	5708932945271	SenSura Mio Click tøm 50mm maxi	maxi	30	240		
11244	1124401008	5708932945264	SenSura Mio Click tøm 50mm tran	maxi	30	240		
11245	1124501008	5708932945257	SenSura Mio Click tøm 50mm u/v	maxi	30	240		
11251	1125101008	5708932945240	SenSura Mio Click tøm 60mm midi	midi	30	240		
11252	1125201008	5708932945233	SenSura Mio Click tøm 60mm maxi	maxi	30	240		
11253	1125301008	5708932945226	SenSura Mio Click tøm 60mm tran	maxi	30	240		
11254	1125401008	5708932945219	SenSura Mio Click tøm 60mm u/v	maxi	30	240		
11261	1126101008	5708932945202	SenSura Mio Click tøm 70mm maxi	maxi	30	240		
11262	1126201008	5708932945196	SenSura Mio Click tøm 70mm tran	maxi	30	240		
11263	1126301008	5708932945189	SenSura Mio Click tøm 70mm u/v	maxi	30	240		

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *