

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Mio Click tømbar pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click tømbar pose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)  
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer  
PET (Polyester) PU (Polyurethane)  
PP (Polypropylene) Adhesive  
PE (Polyethylene) Pigments3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.  
Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt            | X           |        |               |                    |
| Enkeltemballage    |             |        | X             |                    |
| Inderemballage     |             |        | X             |                    |
| Transportemballage |             |        | X             |                    |

## SenSura Mio Click tømbar pose

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                     | Størrelse | Forpakkings<br>enhed | Antal forpakk.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 11231                        | 1123101008                   | 5708932945332         | SenSura Mio Click tøm 40mm midi | midi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11232                        | 1123201008                   | 5708932945325         | SenSura Mio Click tøm 40mm maxi | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11233                        | 1123301008                   | 5708932945318         | SenSura Mio Click tøm 40mm tran | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11234                        | 1123401008                   | 5708932945301         | SenSura Mio Click tøm 40mm u/v  | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11241                        | 1124101008                   | 5708932945295         | SenSura Mio Click tøm 50mm mini | mini      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11242                        | 1124201008                   | 5708932945288         | SenSura Mio Click tøm 50mm midi | midi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11243                        | 1124301008                   | 5708932945271         | SenSura Mio Click tøm 50mm maxi | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11244                        | 1124401008                   | 5708932945264         | SenSura Mio Click tøm 50mm tran | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11245                        | 1124501008                   | 5708932945257         | SenSura Mio Click tøm 50mm u/v  | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11251                        | 1125101008                   | 5708932945240         | SenSura Mio Click tøm 60mm midi | midi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11252                        | 1125201008                   | 5708932945233         | SenSura Mio Click tøm 60mm maxi | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11253                        | 1125301008                   | 5708932945226         | SenSura Mio Click tøm 60mm tran | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11254                        | 1125401008                   | 5708932945219         | SenSura Mio Click tøm 60mm u/v  | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11261                        | 1126101008                   | 5708932945202         | SenSura Mio Click tøm 70mm maxi | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11262                        | 1126201008                   | 5708932945196         | SenSura Mio Click tøm 70mm tran | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |
| 11263                        | 1126301008                   | 5708932945189         | SenSura Mio Click tøm 70mm u/v  | maxi      | 30                   | 240                              |                             |        |

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*