

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio Concave 1-dels lukket kolostomipose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holte Dam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holte Dam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Concave 1-dels lukket kolostomipose

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>Adhesive</u>	<u>PET (Polyester)</u>
	<u>PU-EAA/EVA film</u>	<u>Filter</u>
	<u>Ethylene octane copolymer</u>	_____
	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	_____
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Concave 1-dels lukket kolostomipose

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18100	1810001008	5708932027342	SenSura Mio CNV luk mini 10-40	mini	10	100		
18101	1810101008	5708932027359	SenSura Mio CNV luk midi 10-40	midi	10	100		
18102	1810201008	5708932027366	SenSura Mio CNV luk maxi 10-40	maxi	10	100		
18110	1811001008	5708932027373	SenSura Mio CNV luk midi 10-50	midi	10	100		
18111	1811101008	5708932027380	SenSura Mio CNV luk midi 25-50	midi	10	100		
18112	1811201008	5708932027397	SenSura Mio CNV luk midi 30-50	midi	10	100		
18113	1811301008	5708932027403	SenSura Mio CNV luk midi 35-50	midi	10	100		
18120	1812001008	5708932027519	SenSura Mio CNV luk maxi 10-50	maxi	10	100		
18121	1812101008	5708932027526	SenSura Mio CNV luk maxi 25-50	maxi	10	100		
18122	1812201008	5708932027533	SenSura Mio CNV luk maxi 30-50	maxi	10	100		
18123	1812301008	5708932027540	SenSura Mio CNV luk maxi 35-50	maxi	10	100		
18130	1813001008	5708932027557	SenSura Mio CNV luk maxi 10-60	maxi	10	100		
18131	1813101008	5708932027564	SenSura Mio CNV luk maxi 40-60	maxi	10	100		
18132	1813201008	5708932027571	SenSura Mio CNV luk maxi 45-60	maxi	10	100		

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *