

## Datablad (Produktinformationer)

### SenSura Mio Concave 1-dels tømbar Ileostomipose

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holteham 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Concave

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

##### Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>Adhesive</u> <u>PU-EAA/EVA film</u> <u>Ethylene octane copolymer</u> <u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u> <u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	<u>PET (Polyester)</u> <u>Filter</u>    
------------------	---	---

3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ

3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

##### 3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

#### 4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Non sterile class I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold.  
Produktet bør ikke udsættes for sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## SenSura Mio Concave 1-dels tømbar Ileostomipose

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18200	1820001008	5708932027588	SenSura Mio CNV tøm mini 10-40	mini	10	100		
18201	1820101008	5708932027595	SenSura Mio CNV tøm midi 10-40	midi	10	100		
18202	1820201008	5708932027601	SenSura Mio CNV tøm maxi 10-40	maxi	10	100		
18203	1820301008	5708932027717	SenSura Mio CNV tøm maxi 10-40	maxi	10	100		
18210	1821001008	5708932027724	SenSura Mio CNV tøm midi 10-50	midi	10	100		
18212	1821201008	5708932026970	SenSura Mio CNV tøm midi 25-50	midi	10	100		
18213	1821301008	5708932026987	SenSura Mio CNV tøm midi 30-50	midi	10	100		
18214	1821401008	5708932026994	SenSura Mio CNV tøm midi 35-50	midi	10	100		
18220	1822001008	5708932027007	SenSura Mio CNV tøm maxi 10-50	maxi	10	100		
18221	1822101008	5708932027014	SenSura Mio CNV tøm maxi 25-50	maxi	10	100		
18222	1822201008	5708932027021	SenSura Mio CNV tøm maxi 30-50	maxi	10	100		
18223	1822301008	5708932027038	SenSura Mio CNV tøm maxi 35-50	maxi	10	100		
18224	1822401008	5708932027045	SenSura Mio CNV tøm maxi 10-50	maxi	10	100		
18230	1823001008	5708932027052	SenSura Mio CNV tøm maxi 10-60	maxi	10	100		
18231	1823101008	5708932027069	SenSura Mio CNV tøm maxi 40-60	maxi	10	100		
18232	1823201008	5708932027076	SenSura Mio CNV tøm maxi 10-60	maxi	10	100		

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*