

# Elektronisk datablad (Produktdatablad)

**SenSura®Mio Convex. 1-dels tømbar ileostomipose**  
1-dels tømbar pose med Convex Light

## 1. Virksomhedsdata

### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

## 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura®Mio Convex Light 1-dels tømbar ileostomipose med Convex Light

### 2.2. Sortimentsoversigt:

### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

## 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Kul, Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, Guar gum, Polyester og LLDPE

### 3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PU, PP/PE, Polyamid, PU-EEA      PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_      % af PVC: \_\_\_\_\_

### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :   
 Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet:

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE (Poser til bortskaffelse af produktet)       PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:       % af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer:

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: Non-sterile class I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001       Forhandler:

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)      Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toilettet.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## SenSura® Mio Convex. 1-dels tømbar ileostomipose

1-dels tømbar pose med Convex Light

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse Opklipbar/huldiameter	Størrelse Posestørrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1662101008		5708932875202	SenSura Mio Convex Light 10-23mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
1662201008		5708932875196	SenSura Mio Convex Light 15-33mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
1662301008		5708932875189	SenSura Mio Convex Light 31-43mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
1662501008		5708932875172	SenSura Mio Convex Light 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1662601008		5708932875165	SenSura Mio Convex Light 15-33mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1662701008		5708932875158	SenSura Mio Convex Light 31-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1663001008		5708932875141	SenSura Mio Convex Light 21mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1663101008		5708932875134	SenSura Mio Convex Light 25mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1663201008		5708932875127	SenSura Mio Convex Light 28mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1663401008		5708932875110	SenSura Mio Convex Light 35mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
1663301008		5708932679244	SenSura Mio Convex Light 10-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*