

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio Convex - 1-dels lukket pose 1-dels pose med Light Convex

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Convex - 1-dels lukket pose

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>PU (Polyurethane)</u>
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	<u>Ethylene-1-octene copolymer</u>
	<u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	_____
	<u>PP (Polypropylene)</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Sortimentsoversigt

SenSura Mio Convex - 1-dels lukket pose

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16521	1652101008	5708932875431	SenSura Mio Convex Light 10-23mm	Midi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16522	1652201008	5708932875424	SenSura Mio Convex Light 15-33mm	Midi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16523	1652301008	5708932875417	SenSura Mio Convex Light 31-43mm	Midi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16525	1652501008	5708932875400	SenSura Mio Convex Light 10-23mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16526	1652601008	5708932875394	SenSura Mio Convex Light 15-33mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16527	1652701008	5708932875387	SenSura Mio Convex Light 31-43mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16530	1653001008	5708932875370	SenSura Mio Convex Light 21mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16531	1653101008	5708932875363	SenSura Mio Convex Light 25mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16533	1653301008	5708932875356	SenSura Mio Convex Light 28mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16534	1653401008	5708932875349	SenSura Mio Convex Light 35mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		
16532	1653201008	5708932679206	SenSura Mio Convex Light 10-43mm	Maxi	Æske à 10 stk	10 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *