

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Convex 1 dels uropose med convex**

1-dels uropose med Convex Dyb

1. Virksomhedsdata**1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Convex 1 dels uropose med convex Dyb**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddele.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) PU (Polyurethane)
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer
CPE (Chlorinated polyethylene) SEBS (Styrene-ethylene-butylene-styrene)
PE (Polyethylene) Adhesive
PP (Polypropylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Convex 1 dels uropose med Convex Dyb

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16851	1685101008	5708932874854	SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm	Midi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16852	1685201008	5708932874847	SenSura Mio Uro Convex Dyb 15-33mm	Midi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16853	1685301008	5708932874830	SenSura Mio Uro Convex Dyb 31-43mm	Midi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16855	1685501008	5708932874823	SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16856	1685601008	5708932874816	SenSura Mio Uro Convex Dyb 15-33mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16857	1685701008	5708932874809	SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16860	1686001008	5708932874793	SenSura Mio Uro Convex Dyb 18mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16861	1686101008	5708932874786	SenSura Mio Uro Convex Dyb 21mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16862	1686201008	5708932874779	SenSura Mio Uro Convex Dyb 25mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16863	1686301008	5708932874762	SenSura Mio Uro Convex Dyb 28mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16865	1686501008	5708932874755	SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16867	1686701008	5708932614825	SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *