

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Convex 1-dels tømbar pose**
1-dels tømbar med Convex Dyb**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Convex 1-dels tømbar pose Dyb**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballage/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) PU (Polyurethane)
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer
CPE (Chlorinated polyethylene) Adhesive
PE (Polyethylene)
PP (Polypropylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Convex 1-dels tømbar pose Dyb

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16641	1664101008	5708932875103	SenSura Mio Convex Dyb 10-23mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
16642	1664201008	5708932875097	SenSura Mio Convex Dyb 15-33mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
16643	1664301008	5708932875080	SenSura Mio Convex Dyb 31-43mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
16645	1664501008	5708932875073	SenSura Mio Convex Dyb 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16646	1664601008	5708932875066	SenSura Mio Convex Dyb 15-33mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16647	1664701008	5708932875059	SenSura Mio Convex Dyb 31-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16650	1665001008	5708932875042	SenSura Mio Convex Dyb 21mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16651	1665101008	5708932875035	SenSura Mio Convex Dyb 25mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16652	1665201008	5708932875028	SenSura Mio Convex Dyb 28mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16653	1665301008	5708932875011	SenSura Mio Convex Dyb 35mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16654	1665401008	5708932679268	SenSura Mio Convex Dyb 10-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *