

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio Convex 1-dels urostomipose 1-dels uropose med Convex Light

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

 Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

 Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

 Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

 2.1 Handelsnavn SenSura Mio Convex 1-dels urostomipose light

2.2. Sortimentsoversigt:

3. Produktets bestanddele

 (Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>PU (Polyurethane)</u>
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	<u>SEBS (Styrene-ethylene-butylene-styrene)</u>
	<u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u>	<u>Ethylene-1-octene copolymer</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet

 JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

 JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

 JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

 JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Convex 1-dels urostomipose light

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16821	1682101008	5708932874977	SenSura Mio Uro Convex Light 10-23mm	Midi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16822	1682201008	5708932874960	SenSura Mio Uro Convex Light 15-33mm	Midi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16823	1682301008	5708932874953	SenSura Mio Uro Convex Light 31-43mm	Midi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16825	1682501008	5708932874946	SenSura Mio Uro Convex Light 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16826	1682601008	5708932874939	SenSura Mio Uro Convex Light 15-33mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16827	1682701008	5708932874922	SenSura Mio Uro Convex Light 31-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16830	1683001008	5708932874915	SenSura Mio Uro Convex Light 18mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16831	1683101008	5708932874908	SenSura Mio Uro Convex Light 21mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16832	1683201008	5708932874892	SenSura Mio Uro Convex Light 25mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16833	1683301008	5708932874885	SenSura Mio Uro Convex Light 28mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16835	1683501008	5708932874878	SenSura Mio Uro Convex Light 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		
16837	1683701008	5708932614795	SenSura Mio Uro Convex Light 10-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *