

Datablad (Produktinformationer)

SenSura® Mio Convex - 1-dels lukket pose med Blød Convex 1 dels lukket pose med Blød Convex

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

 Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

 Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

 Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

 2.1 Handelsnavn SenSura® Mio Convex - 1-dels lukket pose med Blød Convex

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

 (Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u> <u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u> <u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u> <u>PE (Polyethylene)</u> <u>PP (Polypropylene)</u>	<u>PU (Polyurethane)</u> <u>Adhesive</u>
------------------	--	---

3.1 Er der latex i produktet

 JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

 JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

 JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

 JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Sortimentsoversigt

SenSura® Mio Convex - 1-dels lukket pose med Blød Convex

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16501	1650101008	5708932602150	SenSura Mio Convex Blød Lukket Midi	15-33mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
16505	1650501008	5708932875493	SenSura Mio Convex Blød Lukket Maxi	15-33mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
16506	1650601008	5708932875486	SenSura Mio Convex Blød Lukket Maxi	10-50mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
16510	1651001008	5708932875479	SenSura Mio Convex Blød Lukket Maxi	25mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
16511	1651101008	5708932875462	SenSura Mio Convex Blød Lukket Maxi	28mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
16512	1651201008	5708932875455	SenSura Mio Convex Blød Lukket Maxi	31mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
16513	1651301008	5708932875448	SenSura Mio Convex Blød Lukket Maxi	35mm	Æske à 10 stk	10 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *