

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio convex. 1-dels tømbar ileostomipose 1-dels tømbar pose med Convex Light

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio convex. 1-dels tømbar ileostomipose light

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment"](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddele.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>
	<u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u>	<u>Ethylene-1-octene copolymer</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	_____
	<u>PU (Polyurethane)</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio convex. 1-dels tømbar ileostomipose Light
Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16621	1662101008	5708932875202	SenSura Mio Convex Light 10-23mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
16622	1662201008	5708932875196	SenSura Mio Convex Light 15-33mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
16623	1662301008	5708932875189	SenSura Mio Convex Light 31-43mm	Midi	Æske á 10 stk	10æsker		
16625	1662501008	5708932875172	SenSura Mio Convex Light 10-23mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16626	1662601008	5708932875165	SenSura Mio Convex Light 15-33mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16627	1662701008	5708932875158	SenSura Mio Convex Light 31-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16630	1663001008	5708932875141	SenSura Mio Convex Light 21mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16631	1663101008	5708932875134	SenSura Mio Convex Light 25mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16632	1663201008	5708932875127	SenSura Mio Convex Light 28mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16634	1663401008	5708932875110	SenSura Mio Convex Light 35mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		
16633	1663301008	5708932679244	SenSura Mio Convex Light 10-43mm	Maxi	Æske á 10 stk	10æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

