

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Flex Convex basisplader light**

Basisplade med Convex Light

1. Virksomhedsdata**1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex Convex basisplader light**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: PU-EAA/EVA film APET film
Adhesive
_____**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET tray Corrugated cardboard4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ 4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 24 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Flex Basisplade med Convex Light

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
16471	1647101008	5708932895743	SenSura Mio Flex Convex Light 10-20mm	35mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16472	1647201008	5708932895729	SenSura Mio Flex Convex Light 18mm	35mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16481	1648101008	5708932895705	SenSura Mio Flex Convex Light 15-30mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16483	1648301008	5708932895682	SenSura Mio Flex Convex Light 15-40mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16484	1648401008	5708932895668	SenSura Mio Flex Convex Light 21mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16485	1648501008	5708932895644	SenSura Mio Flex Convex Light 25mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16486	1648601008	5708932895620	SenSura Mio Flex Convex Light 28mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16487	1648701008	5708932895606	SenSura Mio Flex Convex Light 31mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16488	1648801008	5708932895583	SenSura Mio Flex Convex Light 35mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
16491	1649101008	5708932895569	SenSura Mio Flex Convex Light 15-53mm	70mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
16493	1649301008	5708932895552	SenSura Mio Flex Convex Light 38mm	70mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
16494	1649401008	5708932895545	SenSura Mio Flex Convex Light 41mm	70mm	Æske á 5 stk	20 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *