

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Mio Flex basisplade****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex basisplade**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"

\_\_\_\_\_

**3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)  
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer  
PET (Polyester) EMA (Ethyl methyl acrylate)  
PP (Polypropylene) PU (Polyurethane)  
PE (Polyethylene) Adhesive  
Pigments3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt            | X           |        |               |                    |
| Enkeltemballage    |             |        | X             |                    |
| Inderemballage     |             |        | X             |                    |
| Transportemballage |             |        | X             |                    |

## SenSura Mio Flex basisplade

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                 | Størrelse | Forpakkings<br>enhed | Antal forpkn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 10551                        | 1055101008                   | 5708932943352         | SenSura Mio Flex 35mm 10-33 | 35mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10561                        | 1056101008                   | 5708932943345         | SenSura Mio Flex 50mm 10-48 | 50mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10562                        | 1056201008                   | 5708932943338         | SenSura Mio Flex 50mm 25    | 50mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10563                        | 1056301008                   | 5708932943321         | SenSura Mio Flex 50mm 30    | 50mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10564                        | 1056401008                   | 5708932943314         | SenSura Mio Flex 50mm 35    | 50mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10565                        | 1056501008                   | 5708932943307         | SenSura Mio Flex 50mm 40    | 50mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10571                        | 1057101008                   | 5708932943291         | SenSura Mio Flex 70mm 10-68 | 70mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10572                        | 1057201008                   | 5708932943284         | SenSura Mio Flex 70mm 45    | 70mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 10573                        | 1057301008                   | 5708932943277         | SenSura Mio Flex 70mm 50    | 70mm      | 5                    | 160                             |                             |        |
| 18390                        | 1839001008                   | 5701780253680         | SenSura Mio Flex 90mm 10-88 | 90mm      | 10                   | 160                             |                             |        |

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*