

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Flex tombar pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex tombar pose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer
PET (Polyester) EMA (Ethyl methyl acrylate)
PP (Polypropylene) PU (Polyurethane)
PE (Polyethylene) Adhesive
Pigments3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 36 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | X | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

SenSura Mio Flex tombar pose

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. på æske | Producent varenr. faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 11951 | 1195101008 | 5708932945172 | SenSura Mio Flex tøm 35mm midi | midi | 30 | 360 | | |
| 11952 | 1195201008 | 5708932945165 | SenSura Mio Flex tøm 35mm maxi | maxi | 30 | 360 | | |
| 11953 | 1195301008 | 5708932945158 | SenSura Mio Flex tøm 35mm tran | maxi | 30 | 360 | | |
| 11954 | 1195401008 | 5708932945141 | SenSura Mio Flex tøm 35mm u/v | maxi | 30 | 360 | | |
| 11961 | 1196101008 | 5708932945134 | SenSura Mio Flex tøm 50mm mini | mini | 30 | 360 | | |
| 11962 | 1196201008 | 5708932945127 | SenSura Mio Flex tøm 50mm midi | midi | 30 | 360 | | |
| 11963 | 1196301008 | 5708932945110 | SenSura Mio Flex tøm 50mm maxi | maxi | 30 | 360 | | |
| 11964 | 1196401008 | 5708932945103 | SenSura Mio Flex tøm 50mm tran | maxi | 30 | 360 | | |
| 11965 | 1196501008 | 5708932945097 | SenSura Mio Flex tøm 50mm u/v | maxi | 30 | 360 | | |
| 11971 | 1197101008 | 5708932945080 | SenSura Mio Flex tøm 70mm midi | midi | 30 | 360 | | |
| 11972 | 1197201008 | 5708932945073 | SenSura Mio Flex tøm 70mm maxi | maxi | 30 | 360 | | |
| 11973 | 1197301008 | 5708932945066 | SenSura Mio Flex tøm 70mm tran | maxi | 30 | 360 | | |
| 11974 | 1197401008 | 5708932945059 | SenSura Mio Flex tøm 70mm u/v | maxi | 30 | 360 | | |
| 18385 | 1838501008 | 5701780253314 | SenSura Mio Flex tøm 90mm XXL | XXL | 30 | 120 | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *