

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Mio Flex tombar pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtevej 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

**1.2. Forhandler:**

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtevej 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex tombar pose

**2.2. Sortimentsoversigt:**

**Se "Sortiment"**

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

|                  |                                       |                                       |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indholdsstoffer: | <u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>   | <u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u> |
|                  | <u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u> | <u>Ethylene-1-octene copolymer</u>    |
|                  | <u>PET (Polyester)</u>                | <u>EMA (Ethyl methyl acrylate)</u>    |
|                  | <u>PP (Polypropylene)</u>             | <u>PU (Polyurethane)</u>              |
|                  | <u>PE (Polyethylene)</u>              | <u>Adhesive</u>                       |
|                  |                                       | <u>Pigments</u>                       |

**3.1 Er der latex i produktet**

JA ☐ NEJ ☒

**3.2 Er der PVC i produktet**

JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**

JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste "Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard

\_\_\_\_\_

**4.1 Er der latex i produktet** JA ☐ NEJ ☒

**4.2 Er der PVC i produktet** JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet** JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**

**5.1. CE-mærke:** JA ☒ NEJ ☐ Klasse: Non sterile class I

**6. Miljøoplysninger**

**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?** JA ☒ NEJ ☐

**6.2. Er produktet miljømærket?** JA ☐ NEJ ☒

Mærke: \_\_\_\_\_

**6.3. Miljøstyringssystemer:** (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt            | X           |        |               |                    |
| Enkeltemballage    |             |        | X             |                    |
| Inderemballage     |             |        | X             |                    |
| Transportemballage |             |        | X             |                    |



Oprettet 24-03-2014  
Valideret 27-07-2021

## SenSura Mio Flex tombar pose

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                    | Størrelse | Forpaknings<br>enhed | Antal forpakn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 11951                        | 1195101008                   | 5708932945172         | SenSura Mio Flex tøm 35mm midi | midi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11952                        | 1195201008                   | 5708932945165         | SenSura Mio Flex tøm 35mm maxi | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11953                        | 1195301008                   | 5708932945158         | SenSura Mio Flex tøm 35mm tran | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11954                        | 1195401008                   | 5708932945141         | SenSura Mio Flex tøm 35mm u/v  | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11961                        | 1196101008                   | 5708932945134         | SenSura Mio Flex tøm 50mm mini | mini      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11962                        | 1196201008                   | 5708932945127         | SenSura Mio Flex tøm 50mm midi | midi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11963                        | 1196301008                   | 5708932945110         | SenSura Mio Flex tøm 50mm maxi | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11964                        | 1196401008                   | 5708932945103         | SenSura Mio Flex tøm 50mm tran | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11965                        | 1196501008                   | 5708932945097         | SenSura Mio Flex tøm 50mm u/v  | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11971                        | 1197101008                   | 5708932945080         | SenSura Mio Flex tøm 70mm midi | midi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11972                        | 1197201008                   | 5708932945073         | SenSura Mio Flex tøm 70mm maxi | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11973                        | 1197301008                   | 5708932945066         | SenSura Mio Flex tøm 70mm tran | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 11974                        | 1197401008                   | 5708932945059         | SenSura Mio Flex tøm 70mm u/v  | maxi      | 30                   | 360                              |                             |        |
| 18385                        | 1838501008                   | 5701780253314         | SenSura Mio Flex tøm 90mm XXL  | XXL       | 30                   | 120                              |                             |        |

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*