

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio 1-dels tømbar pose incl. Max-cut

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio 1-dels tømbar pose

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA/PVdC multilayer film</u>	<u>Ethene-1-octene copolymer</u>
	<u>PU-EAA/EVA film</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	<u>Pigments</u>
	<u>PET (Polyester)</u>	<u>Filter</u>
	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: **Class I non sterile**

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevar ved max 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio 1-dels tømbar incl. Max-cut

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
10401	1040101008	5708932945806	SenSura Mio tøm m/v 10-45 mini	mini	30	360		
10411	1041101008	5708932945783	SenSura Mio tøm m/v 10-45 midi	midi	30	360		
10412	1041201008	5708932945776	SenSura Mio tøm m/v 25 midi	midi	30	360		
10413	1041301008	5708932945769	SenSura Mio tøm m/v 30 midi	midi	30	360		
10414	1041401008	5708932945752	SenSura Mio tøm m/v 35 midi	midi	30	360		
10421	1042101008	5708932945738	SenSura Mio tøm m/v 10-55 maxi	maxi	30	360		
10422	1042201008	5708932945721	SenSura Mio tøm m/v 30 maxi	maxi	30	360		
10423	1042301008	5708932945714	SenSura Mio tøm m/v 35 maxi	maxi	30	360		
10424	1042401008	5708932945707	SenSura Mio tøm m/v 40 maxi	maxi	30	360		
10406	1040601008	5708932945790	SenSura Mio tøm 10-45 mini	mini	30	360		
10416	1041601008	5708932945745	SenSura Mio tøm 10-45 midi	midi	30	360		
10426	1042601008	5708932945691	SenSura Mio tøm 10-55 maxi	maxi	30	360		
18375	1837501008	5701780252690	SenSura Mio tøm Max-cut 10-70 mm	XL	30	180		
18377	1837701008	5701780252898	SenSura Mio tøm Max-cut 10-100 mm	XXL	30	120		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *