

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Mio i Sort.**

1-dels tømbar pose med Convex Dyb

**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

**1.2. Forhandler:**

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Mio i sort.**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer:	<u>PU (Polyurethane)</u>	<u>PET (Polyester)</u>
	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>Pigments</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	_____
	<u>PP (Polypropylene)</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard

4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

#### 4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Non sterile class I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

**SenSura Mio i Sort.**  
1-dels tømbar ileostomipose Convex Dyb  
**Sortimentsoversigt**

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse 1-dels tømbar	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18940	1894001008	5701780291507	SenSura Mio Convex Dyb, midi m. vindue	10-23mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18941	1894101008	5701780291569	SenSura Mio Convex Dyb, midi m. vindue	15-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18942	1894201008	5701780291620	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	10-23mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18943	1894301008	5701780291675	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	15-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18944	1894401008	5701780291736	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	31-43mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18945	1894501008	5701780291781	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	21-23mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18946	1894601008	5701780291835	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	25-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18947	1894701008	5701780291897	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	28-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18948	1894801008	5701780291941	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	35-43mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18949	1894901008	5701780292023	SenSura Mio Convex Dyb, maxi m. vindue	10-43mm	Æske á 10 stk	10æsker		

**Vejledning:**

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*