

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio i sort**

1-dels tømbar med Convex Light

1. Virksomhedsdata**1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio sort 1-dels tømbar med Convex Light**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PU (Polyurethane) PET (Polyester)
EVA (Ethylene vinyl acetate) Pigments
PE (Polyethylene) Adhesive
PVdC (Polyvinylidene chloride)
PP (Polypropylene)

3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Sort

Sortimentsoversigt

SenSura Mio Convex 1-dels tømbar ileostomipose, Sort, Convex Light

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse 1-dels tømbar	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18960	1896001008	5701780290951	SenSura Mio Convex Light, midi m. vindue	10-13mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18961	1896101008	5701780291019	SenSura Mio Convex Light, midi m. vindue	15-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18962	1896201008	5701780291071	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	10-23mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18963	1896301008	5701780291125	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	15-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18964	1896401008	5701780291187	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	31-43mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18965	1896501008	5701780291231	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	21-23mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18966	1896601008	5701780291286	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	25-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18967	1896701008	5701780291347	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	28-33mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18968	1896801008	5701780291408	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	10-43mm	Æske á 10 stk	10æsker		
18969	1896901008	5701780291446	SenSura Mio Convex Light, maxi m. vindue	35-43mm	Æske á 10 stk	10æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *