

SenSura



SenSura Convex Light 1-dels bandager

- *Fleksibel, hudvenlig og sikker 2-lags klæber*
- *Bredt sortiment af 1-dels bandager med integreret convexitet*
- *Blød og effektiv convexitet*
- *Mulighed for brug af bælte*



SenSura Convex Light

1-dels bandager



Der kan være flere grunde til at vælge en convex bandage. Når en stomi er lav eller uregelmæssig, eller der er ujævnheder i huden omkring stomien, kan det være vanskeligt at få en almindelig klæbeflade til at slutte tæt og herved undgå lækage. Disse problemer kan afhjælpes ved brug af **SenSura Convex Light** 1-dels bandage. Denne type bandage er med til at tætnes omkring stomien samt med til at skubbe stomien frem over hudniveau.

SenSura klæber - tryk hele vejen rundt

SenSura klæberen går ikke på kompromis med:

- Hurtig vedhæftning og klæbeevne
- Flexibilitet
- Absorption
- Udvaskningsresistens
- Let aftagelighed

Hurtig vedhæftning og klæbeevne

Klæberens sammensætning giver en hurtig vedhæftning og sikrer samtidig en fantastisk klæbeevne. Den unikke klæberrecept sikrer, at klæberen er nem at tage af. Den vaflede overflade og den tynde klæberkant kombineret med den ovale form sikrer høj flexibilitet.



Udvaskningsresistent top lag

Det øverste udvaskningsresistente klæberlag beskytter det nederste centerlag mod at blive opløst af afføring og fugt fra stomien.



Absorberende centerlag

Det hudvenlige centerlag giver optimal absorption og forhindrer klæberen i at løsne sig.



Effektivt bølgefilter

Det avancerede bølgefilter forhindrer filteret i at stoppe til og tillader derved luften at passere frit. Filteret er desuden forsynet med en membran, der beskytter filteret mod fugt.



Integreret filterlabel

(kun kolostomiposer)

Hvis der opstår vacuum i posen, er det muligt at dække filteret til ved hjælp af den integrerede filterlabel.



Tydlig klippeguide

De opklipbare poser er forsynet med en tydelig klippeguide, som er let at klippe efter.



Blødt og holdbart stofmateriale

SenSura poserne fås med en blød stoflignende for- og bagside, som er lavet af et holdbart og vandafvisende materiale. Materialet bliver ikke beskadiget og fnulrer ikke efter bad.

Hide-away udløb

Udløbet på **SenSura Convex Light** 1-dels ileostomiposer er en forbedret udgave af det velkendte **Hide-away**. Udløbet har en sikker, blød og hygiejnisk lukning. En fordybning i udløbet viser tydeligt, hvorledes udløbet foldes korrekt. **Hide-away** udløbet kan foldes op og fastgøres med burrestykker under posens bløde forside, så det ikke kan ses.



Diskret løsning

SenSura ileostomiposerne er desuden forsynet med et burrestykke øverst på posen, som giver mulighed for at folde posen op til halv størrelse i situationer, hvor der ønskes større diskretion.



SenSura Convex Light 1-dels bandager fås i flere varianter. Man kan vælge mellem opklipbare og færdige hulstørrelser, posestørrelser i midi og maxi og poser med blød stoflignende for- og bagside eller transparent posemateriale. Enkelte varianter findes også med inspektionsvindue.



 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

www.coloplast.dk