

SenSura



SenSura FLEX

2-dels system

Kolo- og ileostomibandager

- Fleksibel, hudvenlig og sikker 2-lags klæber
- Enestående kombination af sikkerhed og fleksibilitet
- Blødt, enkelt og sikkert 2-dels system
- Plade og pose danner tilsammen en blød enhed



SenSura FLEX 2-dels system

– en helt ny standard indenfor stomi



SenSura klæber – tryk hele vejen rundt

En traditionel klæber er sammensat på en måde, der kan begrænse klæbeevnen og hudvenligheden. Takket være en enestående ny 2-lags klæber, er **SenSura** i stand til at kombinere nogle egenskaber, der normalt er uforenelige.

SenSura klæberen går ikke på kompromis med:

- Vedhæftning og klæbeevne
- Flexibilitet
- Absorption
- Udvaskningsresistens
- Let aftagelighed



Blødt 2-dels system

Coloplast har i tæt samarbejde med såvel professionelle som brugere udviklet **SenSura Flex** systemet. Det er et meget fleksibelt 2-dels system, hvor plade og pose tilsammen danner en blød enhed. Der er ingen gener fra en koblingsring, når maven folder.



Enkelt at anvende

Det er enkelt at håndtere **SenSura Flex** systemet. Der kræves ingen kræfter ved påsætning og aftagning af posen. Det gør systemet let at anvende, også for den stomiopererede med nedsat motorik og få kræfter.



Sikker at anvende

Koblingen mellem plade og pose er en klæber. Posen påsættes og klæber sig fast til den gennemsigtige koblingsflange på pladen og sidder hermed sikkert på plads.



Bredt sortiment

SenSura Flex poserne findes til både kolo- og ileostomiopererede. Man kan vælge mellem opklipbare og færdige hulstørrelser, posestørrelser i mini, midi og maxi og poser med blød stofflignende for- og bagside eller transparent posemateriale. Ringen på posen består af et blødt, klæbende skummateriale.

SenSura Flex poser med 2 filtre

SenSura Flex 2-dels poserne er forsynet med to filtre. De avancerede bølgefilter forhindrer filterne i at stoppe til og tillader derved luften at passere frit. Filterne er desuden forsynet med en membran, der beskytter dem mod fugt.



Tydelig klippeguide

De opklipbare poser er forsynet med en klippeguide, der har tydelige blå klippe- og størrelsesaftegninger, som er nemme at klippe efter.

Blødt og holdbart stofmateriale

SenSura poserne fås med en blød stofflignende for- og bagside, som er lavet af et holdbart og vandafvisende materiale. Materialet bliver ikke beskadiget eller fnulrer efter bad.

Hide-away udløb

Udløbet på **SenSura Flex** ileostomiposerne er en forbedret udgave af det velkendte **Hide-away** udløb. Udløbet har en sikker, blød og hygiejnisk lukning. En fordybning i udløbet viser tydeligt, hvorledes udløbet foldes korrekt. Materialet er nemt at rengøre og bliver ikke misfarvet. **Hide-away** udløbet er forsynet med et burrestykke, som gør det muligt at fastgøre udløbet oppe under den bløde forside. Dette sikrer, at udløbet ikke falder ned.



Diskret løsning

SenSura Flex ileostomiposerne er forsynet med et burrestykke øverst på posen, som giver mulighed for at folde posen op til halv størrelse i situationer, hvor der ønskes større diskretion.



SenSura Flex 2-dels convex Light

Der kan være flere grunde til at vælge en **SenSura Flex 2-dels convex Light**. Når en stomi er lav eller uregelmæssig, eller der er ujævnheder i huden omkring stomien, kan det være vanskeligt at få en almindelig klæbeflade til at slutte tæt og herved undgå lækage. Disse problemer kan afhjælpes ved brug af **SenSura Flex 2-dels convex Light**. Denne type bandage er med til at tætte omkring stomien samt med til at skubbe stomien frem over hudniveau.



 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

www.coloplast.dk