

Datablad (Produktinformationer)

Sensura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holteham 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Sensura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u> <u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u> <u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u> <u>PP (Polypropylene)</u> <u>PE (Polyethylene)</u>	<u>PET (Polyester)</u> <u>PU (Polyurethane)</u> <u>Ethene-1-octene copolymer</u> <u>Siliconized APET foil</u> <u>Adhesive</u> <u>Pigments</u>
------------------	--	--

3.1 Er der latex i produktet JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____
_____4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Beskyt mod sollys og opbevar vedmax 25 grader**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage				Mobious-loppen enl Iso 14021
Transportemballage				Mobious-loppen enl Iso 14021

Sensura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
15720	1572001008	5708932432726	Sensura 1-dels tømbar, beige	mini, opklip	30	480		
15760	1576001008	5708932432740	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, opklip	30	480		
15761	1576101008	5708932432764	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, vindue, opklip	30	480		
15762	1576201008	5708932432788	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, 25 mm	30	480		
15763	1576301008	5708932432801	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, 30 mm	30	480		
15764	1576401008	5708932432825	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, 35 mm	30	480		
15780	1578001008	5708932432849	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, opklip	30	480		
15781	1578101008	5708932432863	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, vindue, opklip	30	480		
15782	1578201008	5708932432887	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, 25 mm	30	480		
15783	1578301008	5708932432900	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, 30 mm	30	480		
15784	1578401008	5708932432924	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, 35 mm	30	480		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *