

Den nye Peristeen® Light 250 ml

Vi præsenterer vores sortiment til transanal irrigation (TAI) med lavt skyl.



Peristeen® Light

 Coloplast



Nyt Peristeen® Light-sortiment

Vi har udvidet Peristeen Light sortimentet med en forlængerslange og en vandbeholder på 250 ml

Lille og praktisk har altid været den store idé bag Peristeen® Light 175 ml. Men mennesker med tarmproblemer er forskellige, og forskellige behov kræver personligt tilpassede løsninger.

Så vi har lyttet og øgede beholderens størrelse med 75 ml, hvilket resulterede i den nye større 250 ml-version. Den øgede størrelse betyder et større skyl uden at gå på kompromis med den praktiske størrelse. Og vi har også tilføjet en forlængerslange for ekstra fleksibilitet, så mennesker med tarmproblemer kan træffe det valg, der passer til dem - hjemme eller på farten.



Tracey
Klinisk sygeplejespecialist

“Irrigation med lavt skyl er effektivt til en lang række tarmproblemer.”



49 mm |-----|



70 cm

Blødt og fleksibelt konuskateter

- Afrundet kateterspids med to store vandøjne, som er designet til at minimere ubehag.
- Glat belægning, som aktiveres med vand.
- Bunden af konuskatetret er designet til at forhindre, at afføring kommer i kontakt med ydersiden af vandbeholderen.
- Engangsbrug for at sikre en skånsom indføring hver gang.
- Kan bruges af voksne og børn over tre år.
- Passer til både 175 ml og 250 ml vandbeholderen.

Samles i kun to trin

- Låget er designet til at gå ud over beholderen, så det er lettere at åbne.
- Envejsventilen er designet til at forhindre tilbagestrømning.

Designet til at være let at bruge

- Designet til at være let at holde.
- Kan rumme 175 eller 250 ml vand ekskl. forlængerslange.
- Designet til at være let at klemme.
- Designet til at være let at bruge, både derhjemme eller på farten.
- Vandbeholderen kan bruges op til 30 gange.

Forlængerslange for ekstra fleksibilitet

- 70 cm lang forlængerslange for mere fleksibilitet.
- Samme konektor i begge ender af slangen for intuitiv brug.
- Passer til både 175 ml og 250 ml vandbeholderen.

Skann QR-koden for videoinstruktioner



Peristeen® Light sortimentet

Produktnavn	Varenummer	Produktbeskrivelse
Peristeen Light 175 ml, 15 kat.	29170	1 vandbeholder der rummer 175 ml ekskl. forlængerslange, 15 stk. konuskatetre
Peristeen Light 175 ml, 30 kat.	29171	1 vandbeholder der rummer 175 ml ekskl. forlængerslange, 30 stk. konuskatetre
Peristeen Light 250 ml, 15 kat.	29175	1 vandbeholder der rummer 250 ml ekskl. forlængerslange, 15 stk. konuskatetre
Peristeen Light 250 ml, 30 kat.	29176	1 vandbeholder der rummer 250 ml ekskl. forlængerslange, 30 stk. konuskatetre
Peristeen Light konuskatetre	29172	15 stk. konuskatetre, passer til 175 og 250 ml
Forlængerslange	29185	1 slange, passer til 175 og 250 ml



Peristeen Opfølgning

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning, så kan du altid ringe til en sygeplejerske hos os på telefon:

49 11 12 13

Linjen er åben alle hverdage mellem 8.30 og 16.00.

Få mere information

På vores hjemmeside kan du løbende holde dig orienteret.

Se mere på:

www.coloplast.dk

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2025-01.
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. PM-36193. CC0239