

Peristeen® Light er tilgængelig i tre forskellige udgaver

Produktnavn	Varenummer	Produktbeskrivelse
Peristeen Light 175 ml sæt (15)	29170	1 vandbeholder, 15 stk. konuskatetre
Peristeen Light 175 ml sæt (30)	29171	1 vandbeholder, 30 stk. konuskatetre
Peristeen Light konuskatetre	29172	15 stk. konuskatetre



Coloplast® Care personlig rådgivning

At leve med tarmproblemer er udfordrende. Coloplast Care er gratis personlig rådgivning, som er designet til at hjælpe patienter lykkes med deres ordinerede behandling, inklusive dedikeret telefonsupport fra uddannede sygeplejersker.

Ring til os på 4911 1213
Alle hverdage fra kl. 08.30 - 16.00

Peristeen® Light Letter hverdagen

En løsning til transanal irrigation, som er designet til at lette hverdagen

Ring til os på 4911 1213
Alle hverdage fra kl. 08.30 - 16.00



The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2024-01. All rights reserved
Coloplast Danmark A/S, Holtevej 1, 3050 Humlebaek, Denmark. PM-29006

Peristeen® Light



Peristeen Light letter hverdagen med et lavt skyl til transanal irrigation (TAI)

Peristeen Light er et produkt til transanal irrigation (TAI), der med et lavt skyl (175 ml) kan hjælpe mennesker med at håndtere tarmproblematikker, såsom forstoppelse eller ufrivillig afføring. Beholderen er designet til at være let at bruge, så uanset om man er derhjemme eller på farten, kan tarmskylning udføres med et lavt skyl og give lettelse.



Over 40%

af mennesker verden over dør med funktionelle tarmproblemer.

Sperber, A, D. et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. *Gastroenterology*. 2021;160:99-114



Blødt og fleksibelt konuskateter

- Afrundet kateterspids med to store vandøjne, som er designet til at minimere ubehag
- Glat belægning, som aktiveres med vand
- Bunden af konuskateteret er designet til at forhindre, at afføring kommer i kontakt med ydersiden af vandbeholderen
- Engangsbrug for at sikre en skånsom indføring hver gang
- Kan bruges af voksne og børn over tre år

Samles i kun to trin

- Låget er designet til at være let at åbne
- Låget er designet til at gå ud over beholderen for at gøre tømning lettere
- Envejsventilen er designet til at forhindre tilbagestrømning

Designet til at være let at bruge

- Designet til at være let at holde
- Kan indeholde 175 ml vand
- Designet til at være let at klemme
- Designet til at være let at bruge, både derhjemme eller på farten
- Vandbeholderen kan bruges op til 30 gange