

Datablad (Produktinformationer)**Peristeen Light****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Peristeen Light

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

| | | |
|------------------|--|--|
| Indholdsstoffer: | <u>Vandbeholder</u> | <u>Konuskateter</u> |
| | <u>SEBS (Styrene-ethylene-butadiene-styrene)</u> | <u>SEBS (Styrene-ethylene-butadiene-styrene)</u> |
| | <u>PP (Polypropylene)</u> | <u>Hydrofil coating</u> |
| | <u>Silicone</u> | |

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat DBP

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" (SVHC) i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: Koncentrationen af SVHC er under 0,1%

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET _____
PE film _____

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I - non sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares indtil brug ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Katetret sorteres i restaffald og vandbeholderen sorteres i plastaffald

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | X | | | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

Peristeen Light

Sortimentsoversigt

| Producent | Producent | EAN nr. | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings | Antal forpkn. | Antal kartoner | Steril |
|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------|-------------|----------------|----------------|--------|
| varenr. på æske | varenr. faktura | salgsenhed | | | enhed | pr trsp.karton | pr. palle | |
| 29170 | 2917001008 | 5701780287685 | Peristeen Light vandbeholder, 15 konuskatetre | 175ml | 1 | 12 | | |
| 29171 | 2917101008 | 5701780287692 | Peristeen Light vandbeholder, 30 konuskatetre | 175ml | 1 | 8 | | |
| 29172 | 2917201008 | 5701780287708 | Peristeen Light konuskateter | | 15 | 180 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *