

**AA6C++ FOLYSIL® kateter, mand, lige,  
silikone****Producent**

COLOPLAST A/S

**Distributør**COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk**CE class**

IIb (Rule 5)

**Sterilisation**Steril  
Engangsbrug  
Ethylene Oxide (EO)**Indikation**Uretral kateterisering.  
Foleysil silikone kateter skal ikke ligge i patienten  
i mere end 30 dage.**Kontraindikation**De samme som ved uretral kateterisering.  
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod  
produktets materialer eller sterilisationsmaterialer  
(især ethylenoxid og derivater).*Brugervejledning: SH2115***Referencer**

CH / FR	Ring farve	Ballon ml	Længde cm	Order referencer
18	Rød	30 ml	40,8	AA6C18
20	Gul	30 ml	40,8	AA6C20
22	Violet	30 ml	40,8	AA6C22
24	Blå	30 ml	40,8	AA6C24

**Beskrivelse**Længde: 40,8 cm  
Ballonstørrelse: 30 ml  
Distal spids: Lige, rund spids  
Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil  
Kanaler: 2 (drænage og inflation)  
Øjne: 2 modsatrettede  
Røngtenfast linie**Materiale:**

100% silikone

Indeholder ikke latex

**Holdbarhed**

5 år

**Forpakning****Stk** 1 kateter i en pakning  
**Box** 5 stk. i en boks  
(mm) 90x40x550