


Folysil[®] Silikone kateter, lige spids, 30 ml ballon



**AA6C++ FOLYSIL® kateter, mand, lige,
30 ml, silikone****Producent**

COLOPLAST A/S

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

CE class

IIb (Rule 5)

Sterilisation

Steril
Engangsbrug
Ethylene Oxide (EO)

Indikation

Uretral kateterisering.
Folysil silikone kateter skal ikke ligge i patienten i mere end 30 dage.

Kontraindikation

De samme som ved uretral kateterisering.
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller sterilisationsmaterialer (især ethylenoxid og derivater).

*Brugervejledning: SH2115***Referencer**

CH / FR	Ring farve	Ballon ml	Længde cm	Order referencer
18	Rød	30 ml	40,8	AA6C18
20	Gul	30 ml	40,8	AA6C20
22	Violet	30 ml	40,8	AA6C22
24	Blå	30 ml	40,8	AA6C24

Beskrivelse

Længde: 40,8 cm
Ballonstørrelse: 30 ml
Distal spids: Lige, rund spids
Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 2 (drænage og inflation)
Øjne: 2 modsatrettede
Røngtenfast linie

Materiale:

100% silikone
Indeholder ikke latex
Ingen stoffer klassificeret som CMR1A, CMR1B eller hormonforstyrrende for menneskers sundhed (i koncentration >0,1 % vægt/vægt i henhold til forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, bilag I 10.4.1).

Holdbarhed

5 år

Forpakning

Stk	1 kateter i en pakning
Box	5 stk. i en boks (mm) 90x40x550