

AA71++ FOLYSIL® LT pædiatrisk langtids-kateter lige, med stilet silikone**Producent**

COLOPLAST A/S

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

CE class

IIb (Rule 5)

Sterilisation

Steril
Engangsbrug
Ethylene Oxide (EO)

Indikation

Uretral og suprapubisk kateterisering.
Foleysil silikone kateter skal ikke ligge i patienten i mere end 12 uger.

Kontraindikation

De samme som ved uretral og suprapubisk kateterisering. Generelle kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller sterilisationsmaterialer (især ethylenoxid og derivater).

Brugervejledning: SH2082

Referencer

CH / FR	Ring farve	Ballon ml	Længde cm	Order referencer
06	Grøn	1,5 ml	28,6	AA7106
08	Blå	3 ml	28,6	AA7108
10	Lilla	3 ml	33,6	AA7110

Beskrivelse

Længdetolerance: +0/-20
Ballonstørrelse: 1,5 og 3 ml
Distal spids: Lige, rund spids
Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 2 (drænage og inflation)
Øjne: 2 modsatte
Røngtenfast linie
Stylet: Nylon

Materiale:

100% silikone

Indeholder ikke latex

Holdbarhed

5 år

Forpakning

Stk 1 kateter i en pakning
Box 5 stk. i en boks
(mm) 90x40x550