

**AA74++ FOLYSIL® LT Langstids-kateter, mand, over guidewire, silikone****Producent**

COLOPLAST A/S

**Distributør**COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk**CE class**

IIb (Rule 5)

**Sterilisation**Steril  
Engangsbrug  
Ethylene Oxide (EO)**Indikation**Uretral og suprapubisk kateterisering.  
Foleysil silikone kateter skal ikke ligge i patienten i mere end 12 uger.**Kontraindikation**

De samme som ved uretral og suprapubisk kateterisering. Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller sterilisationsmaterialer (især ethylenoxid og derivater).

*Brugervejledning: SH2082***Referencer**

CH / FR	Ring farve	Ballon ml	Længde cm	Order referencer
12	Hvid	10 ml	40,4	AA7412
14	Grøn	10 ml	40,4	AA7414
16	Orange	10 ml	40,4	AA7416
18	Rød	10 ml	40,4	AA7418
20	Gul	10 ml	40,4	AA7420

**Beskrivelse**Længde: 40,4 cm  
Længdetolerance: L +0/-20  
Ballon størrelse: 10 ml  
Distal spids: Lige åben  
Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil  
Kanaler: 2 (drænage og inflation)  
Øjne: 2 modsatrettede  
Røngtenfast linie**Materiale:**100% silikone  
Indeholder ikke latex**Holdbarhed**

5 år

**Forpakning****Stk** 1 kateter i en pakning  
**Box** 5 stk. i en boks  
(mm) 90x40x550