

AA75++ FOLYSIL® Langstids-kateter til kvinder, silikone**Producent**

COLOPLAST A/S

DistributørCOLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**CE class**

IIb (Rule 5)

SterilisationSteril
Engangsbrug
Ethylene Oxide (EO)**Indikation**Uretral kateterisering.
Foleysil silikone kateter skal ikke ligge i patienten i mere end 12 uger.**Kontraindikation**De samme som ved uretral kateterisering.
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller sterilisationsmaterialer (især ethylenoxid og derivater).*Brugervejledning: SH2082***Referencer**

CH / FR	Ring farve	Ballon ml	Længde cm	Order referencer
12	Hvid	10 ml	25	AA7512
14	Grøn	10 ml	25	AA7514
16	Orange	10 ml	25	AA7516
18	Rød	10 ml	25	AA7518

BeskrivelseLængde: 25 cm
Ballonstørrelse: 10 ml
Distal spids: Lige, rund spids
Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 2 (drænage og inflation)
Øjne: 2 modsatrettede
Røngtenfast linie**Materiale:**

100% silikone

Indeholder ikke latex

Holdbarhed

5 år

Forpakning**Stk** 1 kateter i en pakning
Box 5 stk. i en boks
(mm) 90x40x550