

X-Flow®

# Dufour, Hæmaturikateter 100 % silikone



**AB63++ Dufour, Hæmaturikateter, 3-vejs,  
100% silikone, ballon 50 ml****Producent**

COLOPLAST A/S

**Forhandler**COLOPLAST A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk**CE klasse**

IIa (Regel 5)

**Sterilisation**Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
Til engangsbrug**Indikation**

Drænage af vesikal urin.  
Irrigation/injektion og drænage efter kirurgi.  
Efter prostatakirurgi: hæmostase af prostata-området.  
Urinkateter med silikone ballon er valideret til at ligge i en maks periode på 30 dage.

**Kontraindikation**

Alle sædvanlige kontraindikationer for urinvejskateterisering.  
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller steriliseringsmidler.

**Referencer**

CH / FR	Ring farve	Order referencer
18	Rød	AB6318
20	Gul	AB6320
22	Violet	AB6322
24	Blå	AB6324

**Beskrivelse**

- Længde: 42 cm
- Spids: Dufour buet, whistle spids
- Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil
- Kanaler: 3 (drænage, irrigation, inflation)
- Øjne: 2 små og 1 stort (whistle spids)
- Ballon: 30-50 ml

**Materiale:** Silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

**Forpakning****Stk.** 1 kateter i en pakning  
**Box** 5 stk i en boks  
90x40x550 mm