


X-Flow®

Dufour Hæmaturikateter 2-vejs, 100 % silikone



**AB64++ Dufour, Hæmaturikateter 2-vejs
100% silikone, ballon 50 ml****Producent**

COLOPLAST A/S

ForhandlerCOLOPLAST A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**CE klasse**

IIa (Regel 5)

SterilisationSteril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Til engangsbrug**Indikation**

Drænage af vesikal urin.
Irrigation/injektion og drænage efter kirurgi.
Efter prostatakirurgi : hæmostase af prostata-området.
Urinkateter med silikone ballon er valideret til at ligge i en maks. periode på 30 dage.

Kontraindikation

Alle sædvanlige kontraindikationer for urinvejskateterisering.
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller steriliseringsmidler.

Referencer

CH / FR	Ring farve	Order referencer
18	Rød	AB6418
20	Gul	AB6420
22	Violet	AB6422
24	Blå	AB6424

Beskrivelse

- Længde: 42 cm
- Spids: Dufour buet, whistle spids
- Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil
- Kanaler: 2 (drænage, inflation)
- Øjne: 2 små og 1 stort (whistle spids)
- Ballon: 30-50 ml

Materiale: Silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

Forpakning

Stk.	1 kateter i en pakning
Box	5 stk i en boks 90x40x550 mm