


# Ureterkateter - lukket spids



# AC53++ Ureterkateter med lige cylindrisk, lukket spids

## Producent

COLOPLAST A/S

## Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk

## CE klasse

Ila (Regel 5)

## Sterilisation

Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
Til engangsbrug

## Indikation

Ureterkaterisering, drænagekateter.

## Kontraindikation

Som for ureterkaterisering  
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer

## Referencer

CH / FR	Konnektor farve	Order referencer
3	Gul	AC5303
4	Rød	AC5304
5	Grå	AC5305
6	Grøn	AC5306
7	Orange	AC5307
8	Blå	AC5308

## Beskrivelse

Længde (cm): 70  
Distal spids: lige cylindrisk, lukket spids  
Proksimal ende: lige  
Øjne: 2 (forskudt overfor hinanden)  
Graduering  
Stilet: rustfrit stål  
Røntgenfast

**Materiale:** NEOPLEX®

**Indeholder latex:** Nej

## Holdbarhed

5 år

## Forpakning

**Stk** 1 kateter i en dobbelt peelpose  
**Boks** 10 stk i en boks  
80x35x915 mm