

Flush ureterkateter med åben spids, lige



ACP2++ Flush ureterkateter med åben spids, lige uden sideøjne

Producent

COLOPLAST A/S

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

CE klasse

Ila (Regel 5)

Sterilisation

Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Til engangsbrug

Indikation

Ureterkaterisering: interventionskateter.

Kontraindikation

De samme som for ureterkaterisering.
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller steriliseringsmidler.

Referencer

CH / FR	Order ref.
4,8	ACP205
6	ACP206
7	ACP207
8	ACP208

Beskrivelse

Længde: 74 cm
Distal spids: lige, åben spids
Proksimal ende: lige
Guidewire: tillader passage af en 0,038" (0,97mm) guidewire
Graduering: hver centimeter over 500mm
Stilet: rustfrit stål
Forsynet med en aftagelig Luer connector
Røntgenfast

Materiale: PEBA (PolyEtherBlockAmid)

Indeholder latex: Nej

Holdbarhed

5 år

Forpakning

Stk 1 kateter i en dobbelt peelpose
Boks 5 stk i en boks 80x20x910 mm

IFU: 2SH2116