


Ureterkateter med åben spids, coudé



ACP6++ Ureterkateter med åben spids, coudé uden sideøjne

Producent

COLOPLAST A/S

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

CE klasse

Ila (Regel 5)

Sterilisation

Steril, Ethylenoxid (EO)
Til engangsbrug

Indikation

Ureterkaterisering: interventionskateter.

Kontraindikation

Generelle, kendte kontraindikationer ved ureterkaterisering.
Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller steriliseringsmidler.

SH2116

Referencer

| CH / FR | Guidewire | Order ref. |
|---------|--|------------|
| 3 | Tillader passage af en 0,021" (0,54mm) guidewire | ACP603 |
| 4 | Tillader passage af en 0,035" (0,89mm) guidewire | ACP604 |
| 4,8 | Tillader passage af en 0,038" (0,97mm) guidewire | ACP605 |
| 6 | Tillader passage af en 0,038" (0,97mm) guidewire | ACP606 |
| 7 | Tillader passage af en 0,038" (0,97mm) guidewire | ACP607 |

Beskrivelse

Længde: 74 cm
Distal spids: coudé, åben, uden øjne
Proksimal ende: lige med en silikone stopring
Graduering: hver centimeter over 500mm
Stilet: rustfrit stål
Forsynet med en aftagelig Luer connector
Røntgenfast

Materiale: P.E.B.A (PolyEtherBlockAmid)

Indeholder latex: Nej

Holdbarhed

5 år

Forpakning

Stk 1 kateter i en dobbelt peelpose
Boks 5 stk i en boks
80x20x910 mm