


# Schüller og Lunderquist guidewire med lige fleksibel spids



# Schüller og Lunderquist guidewire, lige, med fleksibel spids

## Producent

Coloplast A/S

## Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk

## CE klasse

Ila

## Sterilisation

Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
Til engangsbrug

## Indikation

Anordningerne er beregnet til at lette placeringen af endourologiske instrumenter under diagnostiske eller interventionelle procedurer. I brug ved operation: <5 timer.

## Kontraindikationer

Kontraindikationer for det medicinske udstyr  
- Disse guidewires er ikke beregnet til anden brug end endourologiske procedurer.

Kontraindikationer for den endourologiske procedure

- Ubehandlede urinvejsinfektioner.
- Ukorrigerede hæmostaseforstyrrelser.
- Sikkerheden ved visse endourologiske procedurer bør vurderes hos gravide kvinder.
- Må ikke anvendes, hvis lægen vurderer, at en sådan procedure vil være i strid med patientens bedste interesse.

## Referencer

| Ref.                | længde | Lige spids     |
|---------------------|--------|----------------|
| Schüller AE04354002 | 100 cm | Fleksibel 7 cm |
| Lunderq AE05354002  | 80 cm  | Fleksibel 6 cm |

## Beskrivelse

Diameter: 0,035" (0,89 mm)  
Længde: 80-100 cm

**Materiale:** Rustfrit stål

**Dispenser etc.:** Polypropylene

**Indeholder latex:** Nej

**Farlige stoffer:** Ingen stoffer klassificeret som CMR1A, CMR1B eller hormonforstyrrende for menneskers sundhed (i koncentration >0,1 % vægt/vægt i henhold til forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, bilag I 10.4.1).

## Holdbarhed

5 år

## Forpakning

**Stk** 1 guidewire i BOPET/PE ubelagt TYVEK peelpose

## Æske

5 stk i en æske  
AE05354002 : 83 x 35 x 915 mm  
AE04354002 : 178 x 38 x 675 mm