


Supraflow[®] suprapubisk drænagesæt



AJ92++ SUPRAFLOW® komplet suprapubisk drænage sæt

Producent

COLOPLAST A/S

DistributørCOLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**Referencer**

Trocar (mm)	Kateter CH/FR	Ballon (ml)	Længde (cm)	Order referencer
6,8	12	5-10	40,4	AJ9212
8	16	5-15	40,4	AJ9216

CE klasse

IIb (Rule 8)

Beskrivelse

Komponents navn	Foley kateter over guidewire	Trocar
	Distal spids: lige, åben Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil Kanal: 2 (drænage og inflation) Øjne: 2 lige over for hinanden	Trocaren er sammensat af to dele: - en trocar med en skarp metalspids - et aftageligt plasthylster
Materiale	Silikone	Polykarbonat Rustfri stål Polyethylen

Tilbehør: 1 lancet**Indeholder latex:** Nej**Sterilisation**Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Engangsbrug**Kontraindikation**

Generelle, kendte kontraindikationer ved suprapubisk drænage.

Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer

*Brugervejledning SH2016***Indikation**Suprapubisk blæredrænage.
Silikonekateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 4 uger.**Holdbarhed**

5 år

Forpakning**Stk** 1 kateter i steril pose
Æske 5 stk i en æske
90x40x550 (mm)