


Biosoft<sup>®</sup> duo  
- dobbelt loop ureterstent uden guidewire  
simpel pusher

4,8 Ch/Fr



# BCAJ5+ Biosoft® duo dobbelt loop ureterstent uden guidewire

## Referencer

CH / FR	Længde (cm)	Order referencer
4,8	12	BCAJ50
	16	BCAJ51
	20	BCAJ52
	22	BCAJ57
	24	BCAJ53
	26	BCAJ54
	28	BCAJ55
	30	BCAJ56

## Producent

COLOPLAST A/S

## Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk

## Beskrivelse

Komponents navn	Stent	Pusher
	Åben renal ende Åben vesikal ende Øjne på stentkrop og loop Med snor Røntgenfast	Simpel Længde: 75 cm. 4,8 ch/fr Rtg. fast ring rustfrit stål
CE klasse	IIb (Regel 8)	Is (Regel 5)

Indeholder latex: Nej

## Sterilisation

Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
Til engangsbrug

## Indikation

Drænage af øvre urinveje, eller ureteral  
obstruktion (f.eks.: periureteral tumor).  
Aflastningsstent.  
Implantationsperiode: 12 måneder.

## Kontraindikation

Ubehandlet progressiv infektion af øvre urinveje.  
Som følge af produktionsprocessen kan produkterne  
indeholde spor af silikone.

## Holdbarhed

2 år

## Forpakning

Stk 1 peelpose pr komponent; dvs. at  
2 poser er hæftet sammen  
Boks 5 stk i en æske 90x40x550mm