


Biosoft[®] duo

- dobbelt loop ureterstent uden guidewire



BCAJ++ Biosoft® duo dobbelt loop ureterstent uden guidewire

Referencer

CH / FR	Længde (cm)	Order referencer
6	20	BCAJ62
	22	BCAJ67
	24	BCAJ63
	26	BCAJ64
	28	BCAJ65
	30	BCAJ66

CH / FR	Længde (cm)	Order referencer
7	20	BCAJ72
	22	BCAJ77
	24	BCAJ73
	26	BCAJ74
	28	BCAJ75
	30	BCAJ76

CH / FR	Længde (cm)	Order referencer
8	26	BCAJ84
	28	BCAJ85
	30	BCAJ86

Producent

COLOPLAST A/S

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

Beskrivelse

Komponents navn	Stent	Pusher
	Åben renal ende Åben vesikal ende Øjne på stentkrop og loop Med snor Røntgenfast	2 i 1 både simpel og styrbar anvendelse Længde : 40 cm Med røntgenfast ring i rustfri stål
CE klasse	IIb (Regel 8)	Is (Regel 5)

Indeholder latex: Nej

Sterilisation

Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Til engangsbrug

Indikation

Drænage af øvre urinveje, eller ureteral
obstruktion (f.eks.: periureteral tumor).
Aflastningsstent.
Implantationsperiode: 12 måneder.

Kontraindikation

Ubehandlet progressiv infektion af øvre urinveje.
Som følge af produktionsprocessen kan produkterne
indeholde spor af silikone.

Holdbarhed

2 år

Forpakning

Stk 1 peelpose pr komponent; dvs. at
2 poser er hæftet sammen
Boks 5 stk i en æske 125x50x500 mm