

# Cystodrain<sup>®</sup> Suprapubisk Kateter 100 % Silikone



## CD12++ CYSTODRAIN™ INTEGRERET BALLON til suprapubisk drænage sæt

**Producent**

COLOPLAST A/S

**Distributør**

 COLOPLAST DANMARK A/S  
 Høltedam 1  
 3050 Humlebæk  
 www.coloplast.dk

**Referencer**

Trocar (mm)	Kateter CH/FR	Ring og farvet ventil	Ballon (ml)	Order referencer
4,6	10	Sort	3	CD1210
5	12	Hvid	5	CD1212
5,6	14	Grøn		CD1214

**CE klasse**

IIb (Rule 8)

**Beskrivelse**

Komponents navn	Ballon kateter	Trocar
	Længde (cm): 40 Distal spids: lige, åben Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil Kanal: 2 (drænage og inflation) Øjne: 2 lige over for hinanden Graduering	Splitbar med sikkerhedsvinger
<b>Materiale</b>	Silikone	Sikkerhedsvinger: ABS Kanyler: rustfri stål

Indeholder latex: Nej

**Sterilisation**

 Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
 Engangsbrug

**Indikation**

 Suprapubisk blæredrænage.  
 Irrigation af blære gennem suprapubisk behandling.

Kateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 4 uger.

**Kontraindikation**

Generelle, kendte kontraindikationer ved suprapubisk drænage.

Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer

**Holdbarhed**

3 år

**Forpakning**

<b>Stk</b>	1 kateter i en dobbelt, steril pose
<b>Æske</b>	5 stk i en æske 125x50x540 (mm)