

CV3808 kateterventil**Producent**

COLOPLAST A/S

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

CE class

I (Rule 1)

Sterilisation

Steril
Engangsbrug
Ethylene Oxide (EO)

Indikation

Tilkobles et kateter. Til urindrænage enten direkte i toilet/beholder eller i en pose koblet til ventilen

Kontraindikation

NA

Referencer

Order referencer
CV3808

Beskrivelse

Kateterventilen er et alternativ til en benpose til diskret håndtering af urin. Imiterer normal blærefunktion

Materiale:

Polyethylene: Indsats og håndtag
Polypropylene: Krop
Silikone:rør

Indeholder ikke latex

Holdbarhed

5 år

Forpakning

Stk	1 ventil i en steril pakning
Box	10 stk. i en æske (mm) 90x40x550