

Dormia® Front stenekstraktionskurv



DOG+++ DORMIA® Front stenekstraktionskurv

Producent

EPflex Feinwerktechnik GmbH

Distributør

COLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk

CE klasse

Ila (Regel 5)

Sterilisation

Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Til engangsbrug

Indikation

Ekstraktion af urinvejssten ved rigid og fleksibel ureterorenoskopi, cystoskopi, endoskopi retrograd cholangioskopi (ERC), endoskopisk retrograd cholangiopancreatography (ERCP)

Kontraindikation

Generelle, kendte kontraindikationer ved brugen af stenkurv. Generelle, kendte allergiske reaktioner mod produktets materialer eller steriliseringsmidler. Må ikke anvendes til Lithotripsy.

Referencer

Varenummer	CH/Fr	Kurv diameter	Længde cm
DOG158	1,5	8	120
DOG151		11	120
DOG208	2	8	120
DOG201		11	120

Beskrivelse

Nitinol stenekstraktionsskurv

Kurv: Nitinol
Sheath: Polymid
Håndtag: MABS
Længde: 120 cm.

Indeholder latex: Nej

Holdbarhed

5 år

Forpakning

Stk	1 PETG bakke med låg
Boks	1 stk i en æske 340x180x30 mm

IFU: SH2227