

Elefant[®] Sug og skyl til Laparoscopi



ASP1++ ELEFANT Sug/ Skyl til Laparoscopi

Producent

COLOPLAST A/S

Forhandler

COLOPLAST DANMARK A/S

Reference numre

Reference Nummer	Canulla/sugekanyle			Tubing/ Slange
	Diameter	Længde	Antal øjne	
ASP145	5mm	35cm	6	nej
ASP150	10mm	35cm	6	nej
ASP165	5mm	35cm	6	3 m
ASP170	10mm	35cm	6	3 m
ASP180	5mm	45mm	6	nej
ASP185	5mm	45mm	6	3 m

Beskrivelse

Udstyret er komponeret af:

- 1 håndtag
- 1 tube / slange konektor
- 1 cannula/ sugrør med Yankauer spids med 6 øjne på den distale ende.

Materialer: Epoxy harpiks blandet med ikke ledende glasfiber.

Konnektor slangen for Elefant sug/ skyl er 3 meter lang og består af 2 sammenhængende og delelige rør med identiske dimensioner:

- Indre diameter (mm): 6.4
- Ydre diameter (mm): 9.5

Skylle slangen leveres med konektor til en pose og en klemme. Sugslangen leveres med en blå konektor til sugesystemet

Indeholdende latex: Nej**Indeholdende phthalates:** Nej**Indikationer**

Elefant sug/skyl udstyr er udviklet til brug i forbindelse med laparoskopiske procedure som et operations udstyr med mulighed for skyl og sugemuligheder

CE class

IIa (Rule 6)

SteriliseringSterile og til engangs brug
Ethylene oxide (EO)**Ligge tid**5 år for ASP145, ASP150, ASP165, ASP170 and ASP180
2 år for ASP185**Forpakning**

For reference nummer: ASP145 / ASP150 / ASP180

Brugsenhed 1 enhed i dobbelt emballage i en peel pak forpakning (individuel steril forpakning)**Bestillingsenhed** 10 brugs enheder i en papkasse (mm) 700x310x140

For reference nummer: ASP165 / ASP170 / ASP185

Brugsenhed 1 enhed med pre-konnektet tube/slange i dobbelt peel pak forpakning**Bestillingsenhed** 5 brugs enheder i en papkasse (mm) 700x310x140