

X-Flow®

# Couvelaire hæmaturikateter, hydro coated – 100% silikone



**AB61++ COUVELAIRE, hydro coated  
Hæmaturikateter, 3-vejs 100% silikone, ballon 50 ml****Producent**

COLOPLAST A/S

**Distributør**COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk**CE class**

IIa (Rule 5)

**Sterilisation**Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
Engangsbrug**Indikation**Drænage af urin i blære.  
Irrigation/injektion og drænage efter operation.  
Efter prostata operation: hæmostase af  
prostataområdet.  
Kateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 30  
dage.**Kontraindikation**Generelle, kendte allergiske reaktioner mod  
produktets materialer eller sterilisationsmaterialer  
(især ethylenoxid og derivater).**Referencer**

CH / FR	Ring farve	Order referencer
18	Rød	XB6118
20	Gul	XB6120
22	Violet	XB6122
24	Blå	XB6124

**Beskrivelse**Længde (cm): 42  
Spids: Straight lige, whistle spids  
Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil  
Kanaler: 3 (drænage, irrigation, inflation)  
Øjne: 2 små og 1 stort (whistle spids)  
Ballon (ml): 30-50  
Hydrofil Coating**Materiale:** Silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

**Forpakning****Stk.** 1 kateter i en pakning  
**Box** 5 stk i en æske  
(mm) 90x40x550