

X-Flow®

Delinotte hæmaturikateter, hydrofil coated – 100% silikone



**AB62++ DELINOTTE, Hæmaturikateter, 3-vejs
100% silikone, ballon 50 ml****Producent**

COLOPLAST A/S

DistributørCOLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**CE class**

IIa (Rule 5)

SterilisationSteril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Engangsbrug**Indikation**Drænage af vesikal urin.
Irrigation/injektion og drænage efter operation.
Efter prostata operation: hæmostase af
prostataområdet.
Kateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 30
dage.**Kontraindikation**Generelle, kendte allergiske reaktioner mod
produktets materialer eller sterilisationsmaterialer
(især ethylenoxid og derivater).**Referencer**

| CH / FR | Ring farve | Order referencer |
|---------|------------|------------------|
| 18 | Rød | XB6218 |
| 20 | Gul | XB6220 |
| 22 | Violet | XB6222 |
| 24 | Blå | XB6224 |

BeskrivelseLængde (cm): 42
Spids: Delinotte buet, rund spids
Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 3 (drænage, irrigation, inflation)
Øjne: 2
Ballon (ml): 30-50
Hydrofil Coated**Materiale:** silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

Forpakning**Stk.** 1 kateter i en pakning
Box 5 stk. i en boks
(mm) 90x40x550