

Produktdatablad

Peristeen Anal Irrigation - Tilbehørspakke

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Peristeen Anal Irrigation - Tilbehørspakke (1 pose og 15 katetre)

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Ydl. Oplysninger" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	<input type="checkbox"/> nej	Papir:	<input type="checkbox"/> nej	Glas:	<input type="checkbox"/> nej
Metal:	<input type="checkbox"/> nej	Latex:	<input type="checkbox"/> nej	Bomuld:	<input type="checkbox"/> nej
Andet:	Polyvinylpyrrolidone				
				Økologisk:	<input type="checkbox"/>

3.2. Plast: Styrenethylenbutylenstyren (SEBS) og Acrylonitrilebutadienestyrene (ABS)
Sterilbarrier: Polyester, Polyethylen

Plast-typer: _____ PVC: nej

Hvis PVC, angiv blødgører: Der er ikke PVC men phthalat DBP i coating < 0,01% % af PVC: _____ 0%

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Mobious-loopet iflg. ISO014021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Mobious-loopet iflg. ISO014021



Peristeen Anal Irrigation - Tilbehørspakke

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
29122		5701780504379	Peristeen tilbehørspakke		1	10		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *